

Satisfyer

Bruksanvisning Satisfyer – Gentle Warming glidmedel

Satisfyer glidmedel

Satisfyer glidmedel är produkter som ska användas på huden. De är olje- och fettfria och övertygar med sin utmärkta glidförmåga och med långtidsverkan.

Satisfyer glidmedel är vattenbaserade. Det innebär att de enkelt kan tvättas av med vatten utan att det blir rester kvar och lämnar ingen klubbig känsla på huden. De passar utmärkt att använda med alla Satisfyer produkter men kan även användas till andra leksaker eller vid samlag.

Den här effekten har glidmedlen

Glidmedlen gör användningen av din Satisfyer enkel och smidig. Silikonmunstycket glider mjukt över dina intimaste ställen så att du kan hitta den perfekta positionen och njuta maximalt. Tack vare den färglösa smaklösa och luktfria blandningen distraheras du inte och kan koncentrera dig helt och hållet på att tillfredsställa dig.



Användning av Satisfyer glidmedel

Den praktiska flaskan gör det enkelt att dosera. Droppa lite glidmedel på din klitoris och lite på Satisfyer silikonmunstycket. Fördela glidmedlet på de kroppsdelar där du vill ha det.

Vid samlag bör du smörja in tillräckligt med glidmedel på kroppsdelarna eller på kondomen som sitter på den styva penis och fördela det med fingrarna. Vi rekommenderar att man tvättar händerna ordentligt före och efter användningen.

Om du använder det med en kondom måste du följa anvisningarna i kondomens bruksanvisning.



Borttagning av Satisfyer glidmedel

Glidmedlen ur Satisfyer serien går att tvätta bort helt med vatten, det spelar ingen roll om det här från huden, slemhinnorna eller från din leksak. Av hygieniska skäl bör du rengöra din leksak före och efter varje användning. Satisfyer Disinfectant Spray passar utmärkt till detta.

Övriga hänvisningar vid användning vid samlag

Preventivmedel och skydd mot infektioner

Satisfyer glidmedel är inga preventivmedel och innehåller inga spermiedödande medel och ger inget infektionsskydd.

Vid önskad graviditet

Gynekologer rekommenderar att man använder glidmedel sparsamt vid önskad graviditet eller inte använder det alls eftersom de kan göra befruktningen svårare.

Övrig information vid allergier

När man letar efter allergier, t. ex. allergiutlösande ämnen bör man informera sig om produkten under "Ingredients (INCI)". Tvätta av produkten enligt beskrivningen och rådfråga eventuellt en läkare om hudirritationer förekommer.



Innehållsämnen

Vatten, glycerin, hydroxyetylcellulosa, natriumbensoat, kaliumsorbat, citronsyra



EXCLUSIVE DISTRIBUTION BY:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany



CE