

Satisfyer

Gebruiksaanwijzing Satisfyer – Gentle Light glijmiddel

De Satisfyer glijmiddelen

De Satisfyer glijmiddelen zijn producten voor gebruik op de huid. Ze hebben een olie- en vetvrije receptuur en overtuigen met uitstekende glijdeigenschappen met langdurige werking.

De Satisfyer glijmiddelen zijn op waterbasis. Dit betekent, ze kunnen eenvoudig en zonder restanten met water worden afgewassen en geven geen kleverig gevoel op de huid. Ze zijn ideaal afgestemd op het gebruik met alle Satisfyer producten, kunnen echter ook met alle andere speeltjes of tijdens het geslachtsverkeer worden gebruikt.

Zo werken de glijmiddelen

De glijmiddelen maken de toepassing met je Satisfyer eenvoudig en wrijvingsloos. Het opzetstuk van silicone glijdt zachtjes over je intiemste plekken en maakt zo voor jou een ideale positionering mogelijk voor maximaal genot. Dankzij de kleur-, smaak- en geurloze receptuur word je niet aanzienlijk afgeleid en kan je je volledig op je bevrediging concentreren.



Toepassing van de Satisfyer glijmiddelen

Het praktisch flesje maakt het mogelijk om de dosering laag te houden. Druppel wat glijmiddel op je clitoris en een beetje op het Satisfyer opzetstuk van silicone. Verdeel het glijmiddel over de gewenste lichaamsdelen.

Breng tijdens het geslachtsverkeer eventueel voldoende glijmiddel op het lichaamsdeel of op de op de stijve penis afgerolde condoom aan en verdeel met de vingers. Het is aanbevolen om voor en na het gebruik grondig de handen te wassen.

Bij gebruik met condoom de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing van de condoom in acht nemen.



Verwijderen van de Satisfyer glijmiddelen

De glijmiddelen van de Satisfyer serie kunnen zonder restanten met water worden afgewassen, van de huid, de slijmvliezen of van je speeltje. Om hygiënische redenen moet je je speeltje voor en na elk gebruik reinigen. Daarvoor is de Satisfyer Disinfectant Satisfyer uitstekend geschikt.

Overige instructies voor gebruik tijdens het geslachtsverkeer

Zwangerschapspreventie en bescherming tegen infecties

De Satisfyer glijmiddelen zijn geen voorbehoedsmiddelen, bevatten geen spermacide werkzame stoffen en bieden ook geen bescherming tegen infecties.

Bij kinderwens

Gynaecologen adviseren om glijmiddelen bij kinderwens slechts spaarzaam te gebruiken of omwille van de veiligheid weg te laten aanzien ze de bevruchting kunnen bemoeilijken.

Overige instructies bij onverdraagzaamheden

Bij het zoeken naar onverdraagzaamheden, bijv. allergieopwekkende stoffen, moet men voor gebruik informatie opvragen voor de kenmerk van het product onder 'Ingredients (INCI)'. Treden er huidirritaties op, verwijder het product dan zoals beschreven en raadpleeg eventueel een arts.



Inhoudstoffen

Water, glycerine, hydroxyethylcellulose, natriumbenzoaat, kaliumsorbaat, citroenzuur



EXCLUSIVE DISTRIBUTION BY:
Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany

