

Instrukcja użytkowania Satisfyer Men – lubrykant Warming

Lubrykanty Satisfyer Men

Lubrykanty Satisfyer Men są produktami medycznymi przeznaczonymi do stosowania w kontakcie ze skórą. Nie zawierają olejów ani tłuszczów. Ich niezaprzeczalnym walorem są wyselekcjonowane surowce, kontrola procesu produkcyjnego oraz kompleksowa weryfikacja. Lubrykanty zostały przetestowane pod kątem oddziaływania na skórę i śluzówki i uzyskały ocenę pozytywną. Wykazano również brak jakichkolwiek niepożądanych oddziaływań podczas stosowania z prezerwatywą.

Wszystkie lubrykanty serii Satisfyer Men spełniają surowe wymogi

Dyrektywy 93 / 42 EWG w sprawie produktów medycznych oraz niemieckiej ustawy o produktach medycznych.

Lubrykanty Satisfyer Men wytwarzane są na bazie wody. Oznacza to, że można je w prosty sposób, całkowicie zmyć wodą i że nie pozostawiają na skórze uczucia lepkości. Idealnie nadają się do stosowania ze wszystkimi produktami Satisfyer Men, jednak można ich również używać podczas korzystania z innych zabawek lub podczas stosunku płciowego.

Tak działają lubrykanty

Lubrykanty sprawiają, że zastosowanie Twojego masturbatora Satisfyer Men stanie się proste i będzie przebiegało gładko. Działają jak smar, dzięki któremu będziesz mógł szybko wejść w miękki tunel i cieszyć się rozkoszą, jaką daje Ci Twoja zabawka. Lubrykant daje realne odczucia i zapewnia intensywny poślizg. Dzięki bezbarwnej i bezsmakowej recepturze zapewniają przeżycie naturalnych doznań



Stosowanie lubrykantów Satisfyer Men

Praktyczna buteleczka umożliwia łatwe dozowanie. Nanieś lubrykant na penis, wystarczy ilość równa ziarnku grochu, oraz na swoją zabawkę. Rozprowadź lubrykant równomiernie na penisie we wzwodzie i wejdź gładko w masturbator.

W przypadku stosowania podczas stosunku również nanieś lubrykant na penis lub na prezerwatywę założoną na penis we wzwodzie lub też na wybrane części ciała partnera i rozprowadź palcami. Zalecamy, aby zarówno przed jak i po zastosowaniu lubrykantu dokładnie umyć ręce.

W przypadku stosowania lubrykantu wraz z prezerwatywą należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji stosowania prezerwatywy.



Usuwanie lubrykantów Satisfyer Men

Lubrykanty serii Satisfyer Men można całkowicie zmyć przy zastosowaniu zwykłej wody, zarówno ze skóry, śluzówki jak i z używanych wraz z lubrykaniem zabawek. Ze względów higienicznych należy zawsze wyczyścić zabawkę zarówno przed użyciem jak i po nim. Do tego celu idealnie nadaje się spray dezynfekujący Satisfyer Men Disinfectant Spray.

Informacje dotyczące stosowania podczas stosunku płciowego

Zapobieganie niechcianej ciąży i ochrona przed infekcjami

Lubrykanty Satisfyer Men nie są środkami chroniącymi przed niechcianą ciążą, nie zawierają środków plemnikobójczych ani środków chroniących przed infekcjami.

Planowanie ciąży

Ginekolodzy zalecają parom planującym ciążę, aby ograniczyły stosowanie lubrykantów lub stosowały je w niewielkich ilościach, ponieważ mogą utrudnić zapłodnienie.

Pozostałe informacje dotyczące reakcji niepożądanych

Poszukując informacji o działaniach niepożądanych, np. substancjach mogących wywoływać reakcje alergiczne, należy przed zastosowaniem zapoznać się ze składem produktu w sekcji „Skład (INCI)”. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry należy zmyć produkt zgodnie z opisem i skonsultować się z lekarzem.



Skład

gliceryna, woda, hydroksyetyloceluloza, mleczan sodu, benzoesan sodu, alantoina, kwas mlekowy

Producent



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germany



CE 0197